



## PARECER TÉCNICO

**Parecer Técnico:** Pregão Eletrônico SRP nº 478/2025 - SESACRE

**Objeto:** Aquisição de reagentes, necessários na realização de testes/exames imunohematológicos em amostras de doadores e receptores de sangue e para resolução de complexidades imunohematológicas (doadores/receptores), do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre – HEMOACRE e atendimento à toda Hemorrede Acreana, pertencente à Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

**Processo Administrativo:** 0019.015357.00167/2025-10

Após análise das propostas apresentadas, esta parecerista dá o seguinte parecer:

### LOTE I

**Empresa:** G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Apres.	Marca	Parecer
01	200112935 - CONTROLE RH ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVEM ATENDER OS PARÂMETROS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 7, DO ANEXO IV, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DO SUS Nº 5, DE 28/09/2017- SANGUE E COMPONENTES E DERIVADOS (PORTARIA MS/GM 158/2016). FRASCO COM, NO MÍNIMO, 10 ML. COM VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE, NO MÍNIMO, 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE. DEVE TER OBRIGATORIAMENTE A MESMA PROCEDÊNCIA (MARCA) E MEIO DILUENTE DO SORO ANTI-D.	Frasco	FRESENIUS	ATENDE
02	200112936 - SORO ANTI - D (RHO) MONOCLONAL/SALINO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVEM ATENDER OS PARÂMETROS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 7, DO ANEXO IV, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DO SUS Nº 5, DE 28/09/2017- SANGUE E COMPONENTES E DERIVADOS (PORTARIA MS/GM 158/2016). FRASCO COM, NO MÍNIMO, 10 ML. COM VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE, NO MÍNIMO, 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE.	Frasco	FRESENIUS	ATENDE



03	200003059 - SORO ANTI- B MONOCLONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVEM ATENDER OS PARÂMETROS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 7, DO ANEXO IV, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DO SUS Nº 5, DE 28/09/2017- SANGUE E COMPONENTES E DERIVADOS (PORTARIA MS/GM 158/2016). FRASCO COM, NO MÍNIMO, 10 ML. COM VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE, NO MÍNIMO, 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE.	Frasco	FRESENIUS	ATENDE
04	200001195 - SORO ANTI-AB MONOCLONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVEM ATENDER OS PARÂMETROS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 7, DO ANEXO IV, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DO SUS Nº 5, DE 28/09/2017- SANGUE E COMPONENTES E DERIVADOS (PORTARIA MS/GM 158/2016). FRASCO COM, NO MÍNIMO, 10 ML. COM VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE, NO MÍNIMO, 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE.	Frasco	FRESENIUS	ATENDE
05	200023608 - SORO ANTI-C (GRANDE). DETERMINAÇÃO DO ANTÍGENO RH'(C). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVE REAGIR COM HEMÁCIAS O R1 R1, O R'R E R1R. A ROTULAGEM DEVERÁ CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA ANVISA EM PORTUGUÊS, COMO CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO. NA DATA DE ENTREGA, COM NO MÍNIMO 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE. FRASCO COM, NO MÍNIMO, 2 ML.	Frasco	FRESENIUS	ATENDE
06	200023609 - SORO ANTI-CDE: ESP. MINIMAS: DEVE APRES. REATIVIDADE DE PELO MENOS 3+ COM HEMACIAS DO GRUPO O R0R, R1R,E R2R, COM TITULO 32 NAO DEVE REAGIR COM HEMACIAS RR,R <sub>2</sub> R, E R <sub>2</sub> R EM TEMPERATURA AMBIENTE,A 37°C, OU AINDA NA FASE AGH, AVIDEZ DE ATE 30	Frasco	FRESENIUS	ATENDE



	SEGUNDOS.			
07	200042392-2 - SORO ANTI-D MONOCLONAL IGM; ANTI-D MONOCLONAL IGG E SORO CONTROLE; KIT COM 3 FRASCOS QUE CONTENHA SEPARADAMENTE UM ANTI-D IGG; UM ANTI-D IGM E UM SORO CONTROLE; COM VALIDADE NA DATA DE ENTREGA; DE NO MINIMO 2/3 (DOIS TERCOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL. DEVE APRESENTAR TITULO 8 E SCORE 30 QUANDO TESTADO COM HEMACIAS DO GRUPO O ROR; R1R E R2R; NA INSPECACAO VISUAL; O REAGENTE NAO DEVERA APRESENTAR HEMOLISE; PRECIPITADOS; PARTICULAS OU GEL.	KIT	FRESENIUS	ATENDE
08	200042394 - SORO ANTI-E (GRANDE); DETERMINACAO DOS ANTIGENOS RH (E); ESPECIFICACOES MINIMAS; DEVE APRESENTAR TITULO 16 COM HEMACIAS O R2 R2, OR <sub>2</sub> R; COM VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE NO MINIMO 2/3 DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE; FRASCO COM 2 ML.	Frasco	FRESENIUS	ATENDE
09	200023610 - SORO ANTI-GLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICOIGG (SORO DE COOMBS): ESPECIFICACOES MINIMAS: DEVE APRESENTAR REACOES COM INTENSIDADE MINIMA DE 3+ E TITULO 128 COM HEMACIAS D+ (DCCEE) SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D.	Frasco	FRESENIUS	ATENDE
10	200003631 - SORO ANTI-A MONOCLONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVEM ATENDER OS PARÂMETROS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 7, DO ANEXO IV, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DO SUS Nº 5, DE 28/09/2017- SANGUE E COMPONENTES E DERIVADOS (PORTARIA MS/GM 158/2016). FRASCO COM, NO MÍNIMO, 10 ML. COM VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE, NO MÍNIMO, 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE.	Frasco	FRESENIUS	ATENDE
11	200042402-2 - SOLUCAO DE POLIETILENOGLICOL; EM MEIO DE	Unidade	FRESENIUS	ATENDE



	BAIXA FORCA IONICA MODIFICADO; CONTENDO GLICINA A UMA CONCENTRACAO ISOSMOTICA; UTILIZADA P/ PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES; PROVA DE COMPATIBILIDADE SANGUINEA E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS IRREGULARES; P/ UTILIZACAO DE TECNICAS EM TUBO NA INSPECACAO VISUAL O REAGENTE DEVE SE APRESENTAR LIMPIDO; LIVRE DE PARTICULAS; PRECIPITADOS OU GEL; NA DATA DE ENTREGA COM NO MINIMO 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE.			
--	--	--	--	--

**LOTE II**

**Empresa: G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Apres.</i>	<i>Marca</i>	<i>Parecer</i>
12	200099163 - SUSPENSAO DE HEMACIAS; HUMANAS DE 3% A 5%; DE INDIVIDUOS RH NEGATIVOS; COM ANTIGENO A1 E B POTENTES (AGLUTINACAO 4+); P/ REALIZACAO DE PROVA REVERSA UTILIZANDO A TECNICA EM TUBO; AS HEMACIAS DEVERAO SER NEGATIVAS E APRESENTAREM TESTE DE ANTIGLOBULINA DIRETA NEGATIVO FRASCO COM 10ML. OS FRASCOS DEVEM CONTER HEMACIAS A E B; NA INSPECACAO VISUAL; O REAGENTE NAO DEVE APRESENTAR HEMOLISE; PARTICULAS PRECIPITADA OU GEL; COM VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE NO MINIMO 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE. A ROTULAGEM DEVERÁ CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA ANVISA EM PORTUGUÊS, COMO CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO. NA DATA DE ENTREGA, COM NO MÍNIMO 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS 25 DIAS.	Kit	FRESENIUS	ATENDE
13	200042401 - REAGENTE DE GLOBULOS VERMELHOS; PARA	Kit		ATENDE



	DETECCAO DE ANTICORPOS IRREGULARES; SUSPENSAO DE HEMACIAS HUMANAS 3 A 5 % DE NO MINIMO DOIS INDIVIDUOS DO GRUPO O; COM PERFIL ANTIGENICO CONHECIDO; USADO PARA TECNICA EM TUBOS; COM VALIDADE NA DATA DE ENTREGA DE NO MINIMO 2/3 (DOIS TERCOS) DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE.		FRESENIUS	
14	200023442 - PAINEL DE HEMACIAS ESTOJO CONTENDO NO MINIMO 11 FRASCOS DE SUSPENSAO DE HEMACIAS HUMANAS DE 3% A 5%, DE NO MINIMO 11 INDIVIDUOS DE GRUPO O+ COM PERFIS ANTIGENICOS CONHECIDOS. A ROTULAGEM DEVERÁ CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA ANVISA EM PORTUGUÊS, COMO CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO. FRASCOS COM NO MÍNIMO 3ML. PRAZO DE VALIDADE DE PELO MENOS 25 DIAS.	Kit	FRESENIUS	ATENDE
15	200042399 - SUSPENSAO DE HEMACIAS HUMANAS DE 3% A 5%; DO GRUPO O; SENSIBILIZADAS POR ANTICORPOS IGG; PARA CONFIRMACAO DO RESULTADO NEGATIVO EM TESTES COM SOROS DE ANTIGLOBULINA HUMANA; NA DATA DE ENTREGA COM NO MINIMO 2/3 (DOIS TERCOS) DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE; FRASCO COM 10ML.	Frasco	FRESENIUS	ATENDE

Rio Branco, 16 de dezembro de 2025.

Thereza Cristina Picado Pinheiro  
Parecerista Hemoacre  
Matrícula 9321543-3